

به نام خدا



# Microbiology Lab 1

By: **Dr. A. Mohammadi**

Department of biology,  
Faculty of science,  
University of Alzahra

# جلسه مطالعه دانه های سیتوپلاسمی

Dr A.Mohammadi

# ۱- رنگ آمیزی دانه های ولوتین


- رنگ آمیزی دانه های ولوتین (گرانول های پلی فسفات یا متاکروماتیک) به شناسایی و افتراق کورینه باکتریوم دیفتریه از سایر دیفتروئیدهای غیربیماری زا (فاقد گرانول های ولوتین) کمک می کند.
- این باکتری هنگام رشد در محیط لوفلر تعداد زیادی گرانول ایجاد می کند.
- **شیوه های رنگ آمیزی :**
- آلبرت (Albert)
- لوفلر (Loffler)
- نیسر تغییر یافته (Modified Neisser method)

# رنگ آمیزی آلبرت

- رنگ آلبرت دارای دو رنگ قلیایی تولوئیدن بلو و سبز مالاشریت (میل ترکیبی زیاد به اجزای اسیدی)
- pH رنگ آلبرت با استفاده از اسید استیک در ۲/۸ تنظیم می‌شود که برای pH خنثی سیتوپلاسم، اسیدی اما برای دانه های ولوتین (اسیدی تر)، بازی حساب می‌شود
- تولوئیدن بلو موجب رنگ گرفتن اسیدی ترین قسمت سلول (دانه های ولوتین)
- مالاشریت نیز سیتوپلاسم را به رنگ آبی- سبز درمی‌آورد.

# رنگ آمیزی آلبرت

- با توجه به ویژگی متاکروماتیک، گرانول‌ها به رنگ قرمز درمی‌آیند. با بکارگیری محلول ید آلبرت (آیودین) ویژگی متاکروماتیک دیده نشده و گرانول‌ها به رنگ آبی ظاهر می‌شوند.
- در صورت وجود باکتری کورینه باکتریوم دیفتریه در نمونه به صورت میله‌های سبز رنگ با آرایش زاویه‌دار نسبت به هم (مشابه حروف انگلیسی L و V یا حروف چینی) و گرانول‌های متاکروماتیک به رنگ آبی تیره در قطب‌ها مشاهده می‌شود.
- در برخی از سلول‌ها، گرانول‌ها در دو انتها قرار داشته و از این رو منجر به رنگ آمیزی با ظاهر دو قطبی می‌شوند.



Dr A.Mohammadi

# مراحل رنگ آمیزی آلبرت

Albert stain is composed of two reagents:

**Albert's A** solution consist of

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Toluidine blue        | 0.15 gm |
| 2. Malachite green       | 0.20 gm |
| 3. Glacial acetic acid   | 1 ml    |
| 4. Alcohol (95% ethanol) | 2ml     |

**Albert's B** solution consist of

- |                          |      |
|--------------------------|------|
| 1. Iodine                | 2gm  |
| 2. Potassium iodide (KI) | 3 gm |

## Flow Chart of Volutine granule staining

Prepare a smear on slide.

Air dry and heat fix the smear.

Treat the smear with Albert's stain for about 3 minutes.

Drain the excess stain and flood the slide with Albert's Iodine for 2 minutes.

Wash the slide with water, air dry and observe under oil immersion lens.

Dr A.Mohammadi

# مراحل کار این جلسه

## • مراحل رنگ آمیزی آلبرت (روش ۱ برای گروه های فرد):

- ۱- تهیه گستره و تثبیت حرارتی (نمونه باکتری و نمونه ماست)
- ۲- محلول A (رنگ) - ۱ دقیقه
- ۳- خالی کردن، شستشو با آب و خشک کردن
- ۴- محلول B (آیودین) - ۱ دقیقه
- ۵- خالی کردن، شستشو با آب و خشک کردن
- ۶- محلول C (سافرانین) - ۱ دقیقه
- ۷- خالی کردن، شستشو با آب و خشک کردن
- ۸- مشاهده دانه ها به رنگ آبی تیره و سلول قرمز رنگ



# مراحل کار این جلسه


## • مراحل رنگ آمیزی آلبرت (روش ۲ برای گروه های زوج):

- ۱- تهیه گستره و تثبیت حرارتی (نمونه باکتری و نمونه ماست)
- ۲- محلول A (رنگ آلبرت) - ۳ دقیقه
- ۳- خالی کردن رنگ
- ۴- محلول B (آیودین) - ۲ دقیقه
- ۵- خالی کردن، شستشو با آب و خشک کردن
- ۶- مشاهده دانه ها به رنگ آبی تیره و سیتوپلاسم به رنگ سبز روشن

## رنگ آمیزی البرت نمونه ماست محلی لاکتو باسیل

100x

داخل لاکتو باسیل ها دانه های متاکروماتیک زیادی مشاهده خواهد شد . لاکتو باسیل ها به روش رنگ آمیزی البرت به رنگ سبز و دانه های کروماتیک نیز به رنگ آبی تا قهوه ای سوخته مشاهده میشود . ولی در اینجا لاکتو باسیل ها به رنگ صورتی و دانه های ریزکروماتیک به رنگ قرمز یا قهوه ای مشاهده میشود.



## ۲- رنگ آمیزی دانه های لیپیدی


- کربن را به صورت دانه های چربی یا گرانول های لیپیدی
- ضخامت ۲ الی ۷ دهم میکرومتر در گونه های مختلفی از باکتری های جنس مایکوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر، اسپریلوم و جنس های دیگر
- ماده مشترک ذخیره چربی که منحصر به باکتری ها می باشد، عبارت است از اسید پلی بتا هیدروکسی بوتیریک (PHB).
- آنکلوژیون های لیپیدی توسط سلول های رنگ شده با رنگ های چربی دوست مانند رنگ سودان سیاه نشان داده می شوند.
- این دانه ها با گرفتن رنگ متضاد، به صورت اجسام تیره رنگی در سیتوپلاسم دیده می شوند.
- در صورتی که سلول ها قبل از رنگ آمیزی با الکل و یا هر حلال آلی دیگر تیمار شوند، این دانه ها ناپدید می شوند.
- برای آنکه باکتری ها مملو از چنین گرانول هایی شوند، آن ها را در محیط گلیسرول (نوترینت آگار حاوی ۵٪ گلیسرول) کشت می دهند.

# مراحل کار این جلسه

• مراحل:

- (۱) تهیه گستره و تثبیت حرارتی از باسیلوس سرئوس (سوبتیلیس) رشد کرده در NA حاوی ۵% گلیسرول
- (۲) سودان سیاه - ۱۰ دقیقه
- (۳) خالی کردن، شستشو با آب و خشک کردن
- (۴) افزودن چند قطره گزین (قطره قطره به لام مورب)
- (۵) خشک کردن (بدون شستشو با آب)
- (۶) محلول سافرانین ۵/۵ درصد - ۱۰-۱۵ ثانیه
- (۷) خالی کردن، شستشو با آب و خشک کردن
- (۸) مشاهده دانه ها به رنگ آبی تیره و سلول قرمز رنگ

## رنگ آمیزی دانه های چربی





دانه های چربی سیاه رنگ در داخل سلول مخمر کروی یا بیضی شکل قرمز رنگ مشاهده می شوند. مشاهده میشود که در داخل باکتری های باسیلوس سرئوس ذرات چربی به رنگ سیاه ذخیره شده اند .

# منبع:

- **مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی** ، جلد ۱-۳ ،

نگارش:

- دکتر علی محمدی-عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
- دکتر حمیده میرشفیعی - دانشگاه شهید بهشتی



Dr A.Mohammadi

از توجه شما سپاسگزارم

[WWW.DrAMohammadi.IR](http://WWW.DrAMohammadi.IR)

[@DrAMohammadi](#)